


# SOCOREX® classic 167/187/187F/287

## ANIMAL HEALTH SYRINGES VETERINÄR SPRITZEN SERINGUES VÉTÉRINAIRES

### OPERATING INSTRUCTIONS BETRIEBSANLEITUNG MODE D'EMPLOI



#### ⚠ SAFETY PRECAUTIONS

- Read the operating instructions carefully before use. Keep available for future reference
- Observe the manufacturer's recommendations
- Follow instructions for proper use of injectables
- Before each use, check instrument for perfect working condition
- Purge, rinse and dry the instrument carefully after each use
- Never try to separate blocked parts by using force
- Repeat use of the same needle may carry over contaminations to other animals
- Instrument manufacturer cannot be made responsible for needle breakage during use
- Mind possible hand fatigue and its medical consequences
- Do not use syringe for purposes other than intended for
- A saline environment may hasten replacement of instruments parts
- Use only original spare parts

#### ⚠ SICHERHEITSANWEISUNGEN

- Betriebsanleitung vor Gebrauch sorgfältig lesen und aufbewahren
- Sicherheitsanweisungen vom Hersteller beachten
- Anweisungen für korrekte Anwendung des Impfstoffes beachten
- Vor Inbetriebnahme kontrollieren, ob Instrument in perfektem Arbeitszustand ist
- Nach Gebrauch Instrument entlüften, spülen und sorgfältig trocknen
- Blockierte Teile nie gewaltsam von einander trennen
- Bei wiederholter Benützung der selben Nadel besteht Kontaminationsgefahr
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Nadelbruch während einer Impfkampagne
- Mögliche Handermüdung und deren Konsequenzen beachten
- Nicht für andere als die beabsichtigten Zwecke verwenden
- Benützung des Instrumentes in einem salzhaltigen Umfeld kann die Abnutzung der Teile beschleunigen
- Nur Original-Ersatzteile verwenden

#### ⚠ CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Avant utilisation, lire avec soin le mode d'emploi, le conserver et s'y référer au besoin
- Respecter les consignes du fabricant
- Se conformer aux instructions pour l'utilisation correcte des injectables
- Contrôler avant chaque usage le parfait état de fonctionnement de l'instrument
- Purger, rincer et sécher soigneusement l'instrument après chaque usage
- En cas de pièces bloquées, ne jamais forcer sur l'assemblage piston-cylindre
- Risques de contamination à d'autres animaux lors de l'utilisation répétée de la même aiguille
- Le fabricant de l'instrument ne peut être tenu responsable du bris d'aiguilles
- Attention à une possible fatigue de la main et à ses conséquences médicales (lors de dosages répétés)
- Ne pas utiliser l'instrument à d'autres fins que celles définies ci-dessous
- Le travail dans un environnement salin peut accélérer la dégradation de pièces
- Utiliser uniquement des pièces détachées d'origine

### DESCRIPTION

Congratulations for buying a fine quality Swiss product. The self-refilling syringes 167, 187, 187F and 287 with spring loaded plunger and three-way valve system are intended for mass vaccination of poultry, swine, cattle, fish and small laboratory animals. All models can be autoclaved fully assembled at 121°C (20 minutes). These automatic syringes allow trouble free injection of volumes as small as 0.025 mL, various water or oil based vaccines or difficult heavy iron solutions with an excellent reproducibility. Valves are fitted with stainless steel balls for improved reliability. Volume is easily set with a micrometric screw and a lock nut. The graduated ground glass barrel is interchangeable.

- Model **167 with two ring handle**, ranging from 0.025 to 5 mL. Supplied with feed tubing but compatible with vial holder.
- Model **187 with pistol handle**, ranging from 0.025 to 10 mL. Supplied with feed tubing, vial holder or both.
- Model **187F with pistol handle**, with volumes 0.2, 0.3, 0.5 and 1 mL. Supplied either with feed tubing or vial holder. Other volumes available on request
- Twin model **287 with pistol handle**, ranging from 0.025 to 5 mL. Supplied with feed tubing and with vial holder, they are efficient productivity booster by allowing injection of two different compounds at the same time.

Veterinary needles and drenchers are to be ordered separately. Ask for more details about our large selection of Luer Lock stainless steel needles.

### BESCHREIBUNG

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem Kauf. Sie haben sich für ein Schweizer Qualitätsprodukt aus sorgfältig ausgewählten Materialien entschieden.

Die Selbstfüller-Spritzen 167, 187, 187F und 287 mit federbetätigtem Kolben und Dreiwegventil eignen sich zur Massenimpfung von Geflügel, Schwein, Vieh, Fisch und Labor-Kleintieren. Alle Modelle können voll montiert bei 121°C während 20 Minuten autoklaviert werden.

Die Spritzen erlauben eine präzise problemlose Injektion aller gängigen Impfstoffe sowie dickflüssiger Eisenlösungen ab einem Volumen von 0.025 ml. Im Ventil sorgen rostfreie Stahlkugeln für höchste Zuverlässigkeit. Die Volumeneinstellung erfolgt durch eine Mikrometer-Schraube und einen Stellring. Der austauschbare Zylinder besteht aus kratzsicherem, geschliffenem Glas.

- Das **Modell 167 mit 2-Ring-Griff** ist im Volumenbereich von 0.025 bis 5 ml erhältlich. Dieses Modell wird mit Saugschlauch geliefert, ist jedoch mit dem Flaschenhalter-Set kompatibel.
- Das **Modell 187 mit Revolver-Griff** ist im Volumenbereich von 0.025 bis 10 ml erhältlich. Dieses Modell wird mit Saugschlauch, Flaschenhalter oder beiden Zubehörteilen geliefert.
- Das **Modell 187F** ist mit Fix-Volumen von 0.2, 0.3, 0.5 und 1ml erhältlich. Modell wird entweder mit Saugschlauch oder Flaschenhalter geliefert. Andere Volumen auf Anfrage.
- Die **Zwillings-Spritze 287 mit Revolver-Griff** ist im Volumenbereich von 0.025 bis 5 ml erhältlich. Sie wird mit Saugschlauch und Flaschenhalter-Set geliefert. Erhöhte Produktivität dank simultaner Injektion von zwei nicht mischbaren Impfstoffen.

Passende Injektions-Nadeln und Drenchers können separat bestellt werden. Fordern Sie zusätzliche Informationen über unser breites Angebot an Luer Lock-Nadeln aus rostfreiem Stahl an.

### DESCRIPTION

Félicitations pour votre choix d'un produit suisse de qualité.

Les seringues 167, 187, 187F et 287 à remplissage automatique par ressort de rappel du piston et système de soupapes à trois voies sont recommandées pour la vaccination de masse de volailles, porcs, bétail, poissons ou animaux de laboratoire. Tous les modèles sont autoclavables à 121°C (20 minutes) entièrement assemblés.

Ces seringues automatiques permettent l'injection de petits volumes à partir de 0.025 ml de solutions aqueuses ou huileuses, voire de solutions ferreuses avec une excellente reproductibilité. L'utilisation dans les soupapes de billes en acier inoxydable améliore la fiabilité; le réglage du volume s'effectue par vis micrométrique avec verrouillage de la dose. Le cylindre gradué, en verre rodé, est interchangeable.

- Modèle **167 avec poignée à deux anneaux** couvre les volumes de 0.025 à 5 ml. Livré avec tuyau d'aspiration, mais reste compatible avec kit porte-flacon.
- Modèle **187 avec poignée revolver** couvre les volumes de 0.025 à 10 ml. Livré soit avec tuyau d'aspiration, soit avec porte-flacon, soit avec les deux.
- Modèle **187F avec poignée revolver** en volumes fixes de 0.2, 0.3, 0.5 et 1ml. Livré soit avec tuyau d'aspiration, soit avec porte-flacon. Autres volumes disponibles sur demande.
- Modèle double **287 avec poignée revolver** couvre les volumes de 0.025 à 5 ml. Livré soit avec tuyau d'aspiration, soit avec porte-flacon. Très efficace pour augmenter la productivité par l'injection simultanée de deux vaccins.

Aiguilles vétérinaires et drenchers à commander séparément. Demandez des informations détaillées sur notre grand choix d'aiguilles Luer Lock en acier inoxydable.

## HOLDING THE SYRINGE

Ergonomic, user friendly handle, perfect balance and smooth plunger travel assure fatigue-free operation even during mass vaccinations at rates of up to 800 injections per hour.

To operate 167 model, place forefinger and middlefinger in the two rings of the syringe handle and move spring-loaded plunger with the thumb.

On 187, 187F and 287 models, place hand on handle and move plunger with the palm of the hand.

To change position of the syringe handle (41), untighten screw (44), turn syringe body to the desired position and retighten screw (44).

## OPERATION

All self-refilling syringes are supplied ready to use, no assembling or preparation is required.

### • Self-refilling syringe with vial holder

To draw liquid out of an original vaccine bottle with septum closure, remove lock (55), attach vaccine vial (penicillin neck, Ø 20 mm) to intake needle (52), slide lock in again. Rubber washer (1.187.745) improves tightness. Disassemble vial holder by removing lock (55) and ring (54).

### • Self-refilling syringe with feed tubing

To aspirate liquid from a bottle with rubber stopper carried at the belt, connect one end of tube (23) to the syringe. Puncture bottle cap with feed needle (26) and vent cannula (25). Connect feed tube to the feed needle. When the bottle is hanging, with neck towards the bottom, it is recommended to use the optional draw off needle with air inlet and filter (ref. 1.187.590).

To aspirate liquid from an open vial, connect sinker (24) to the end of feed tube (23) and immerse in liquid.

PP reservoir of 60, 125 or 250 mL capacity (see list of accessories) can be fitted on all syringe types, after adaptation of a Rotlauf intake valve (ref. 187.613).

Attach injection needle (not supplied) to nozzle (14). Optional manifold (ref. 1.287.685) allows injection through one needle on Twin 287 model.

## Volume setting (except 187F)

Loosen locking nut (4) and adjust plunger edge to the desired volume graduation on glass barrel by turning socket (3). Tighten locking nut (4) in order to prevent any volume alteration during plunger activation.

On 287 Twin syringe, the volume is independently adjustable on each barrel.

## Priming

Prime valve system by activating plunger until liquid fills up the syringe. Set syringes of small capacity on largest volume to prime. To expel remaining air bubbles, hold the syringe upright and give the plunger a few short strokes. The liquid lost during priming may be collected in a clean recipient and returned to the reservoir.

## End of dosing

When dosing is completed, remove feed sources and activate plunger several times in order to eliminate any residual liquid. Rinse, disassemble, clean and dry the instrument parts according to the instructions in the "maintenance" chapter. **Never store a syringe without prior purging, cleaning and drying.**

## Manifold mounting (Twin model 287)

Loosen both locking nuts (4) and both handle screws (44). Position the manifold on both Luer lock nozzles (14). Tighten both manifold security rings. Tighten both locking nuts, then both handle screws.

## ARBEITSHALTUNG DER SPRITZE

Die anwenderfreundliche Selbstfüller-Spritze mit ergonomischen Handgriff und kurzem Kolbenhub ermöglicht bei Massenimpfungen einen Durchschnitt von 800 Injektionen pro Stunde.

Zur Inbetriebnahme des Modells 167 führen Sie Zeige- und Mittelfinger in beide Ringe des Handgriffs ein und betätigen Sie den Kolben mit dem Daumen.

Bei den Modellen 187, 187F und 287 müssen Sie Ihre Hand an den Revolver-Griff legen und den Kolben mit der Handfläche betätigen.

Zur Einstellung der Position des Handgriffs (41), Schraube (44) lösen, Handgriff in die gewünschte Position bringen und Schraube (44) wieder festziehen.

## INBETRIEBNAHME

Die Selbstfüller-Spritze wird betriebsbereit geliefert.

### • Selbstfüller-Spritze mit Flaschenhalter

Zum Anschluss an original pharmazeutische Flaschen mit Gummiohlatte (Membranverschluss) und Aluminiumkappe (Ø 20 mm) den Flaschenhalter- und Aluminiumkappe (Ø 20 mm) den Flaschenhalterschieber (55) herausziehen, Flaschenhals auf den Flaschenhalter (52) aufsetzen, Schieber wieder einfügen. Gummionterlagsscheibe (1.187.745) verbessert Dichtheit. Das Zerlegen des Flaschenhalters erfolgt nach Entfernen von Flaschenhalterschieber (55) und Ring (54).

### • Selbstfüller-Spritze mit Saugschlauch

Zum Ansaugen aus einer verkapselten, z.B. am Gürtel befestigten, Flasche, Saugschlauch (23) auf die Spritze stecken. Die Verschlusskapsel mit Ansaugkanüle (26) und Lüftungskanüle (25) durchstecken. Schlauch an Saugkanüle anschließen. Bei Flaschen mit nach unten gerichteter Öffnung wird die Saugnadel mit Luftzufuhr und Filter (Zubehör, Ref. 1.187.590) empfohlen.

Zum Ansaugen aus einem offenen Behälter wird anstelle der Kanüle der Saugfuß (24) am Schlauch aufgesetzt.

PP-Behälter von 60, 125 und 250 ml (siehe Zubehörliste) können auf alle mit einem Rotlauf Ansaugventil (Ref. 187.613) ausgestatteten Modelle montiert werden. Injektionsnadel (separat geliefert) an Spritzenansatz (14) anbringen. Der Sammelkopf (Ref. 1.287.685) auf einer Zwillingsspritze 287 ermöglicht Injektionen mittels einer Nadel.

## Volumeneinstellung (ausgenommen 187F)

Einstellung (4) lösen und Kolbenrand durch Drehen der Führungshülse (3) an die gewünschte Volumenmarkierung des Glaszylinders anpassen. Einstellring (4) wieder festschrauben um unerwünschten Verstellungen des Volumens bei der Betätigung des Kolbens vorzubeugen. Bei der 287 Zwillingsspritze ist das Volumen auf jedem Zylinder individuell einstellbar.

## Gerät entlüften

Kolben mehrmals kurz betätigen bis die Spritze vollständig mit Flüssigkeit gefüllt ist und sich keine Luftblasen mehr im Zylinder befinden. Modelle im kleineren Volumenbereich sollten zur besseren Entlüftung auf ihr maximales Volumen eingestellt werden. Wenn nötig, Kanüle nach oben richten, damit die Luft leichter entweichen kann. Die während des Entlüftens dosierte Flüssigkeit kann, wenn sie in einen sauberen Behälter gespritzt wurde, wieder verwendet werden.

## Dosiervorgang beenden

Nach Beendigung der Arbeit, Ansaugquelle abnehmen und Kolben zur Entfernung jeglicher Restflüssigkeit mehrmals betätigen. Ausspülen, Spritze auseinandernehmen, reinigen und trocknen, gemäss den Anweisungen im Kapitel «Wartung». **Die Spritze nie ohne sorgfältige Entlüftung, Reinigung und Trocknung aufbewahren.**

## Montieren des Sammelverteiler (Modell Twin 287)

Beide Läufer (4) und Griffschrauben (44) lösen. Den Sammelverteiler auf beide Luer Lock Ansätze (14) platzieren. Verteiler mittels beider Sicherheitsringe festschrauben. Läufer und Griffschrauben erneut anziehen.

## PRISE EN MAIN DE LA SERINGUE

Forme ergonomique, bonne prise en main de la seringue et course douce du piston permettent des dosages répétés sans fatigue même lors de campagnes jusqu'à 800 injections à l'heure.

Activer la béquille du modèle 167 avec le pouce en plaçant le majeur et l'index dans les anneaux de la poignée.

Placer la main dans la poignée revolver et activer la béquille des modèles 187, 187F et 287 du creux de la main. Pour modifier la position de la poignée (41), desserrer la vis (44), faire pivoter le corps dans la position voulue puis revisser la vis (44).

## MISE EN SERVICE

L'instrument est livré prêt à l'emploi et ne requiert aucune préparation spéciale.

### • Seringue automatique avec porte-flacon

Pour aspiration à partir d'un flacon de type pénicilline avec bouchon de caoutchouc et capsule en aluminium (Ø 20 mm), retirer l'étrier (55), adapter le flacon sur le porte-flacon (52) et le fixer au moyen de l'étrier. La rondelle caoutchouc (1.187.745) améliore l'étanchéité. Démontez le porte-flacon en enlevant d'abord l'étrier (55) puis la bague (54).

### • Seringue automatique avec tuyau d'aspiration

Pour prélèvement à partir d'un flacon capsulé et porté à la hanche, raccorder une extrémité du tuyau (23) à la seringue. Percer la capsule du flacon avec la canule d'aspiration (26) et la canule d'aération (25) puis raccorder le tuyau à la canule d'aspiration. Si la bouteille est suspendue, col vers le bas, il est recommandé d'utiliser l'aiguille de prélèvement avec filtre à air (accessoire, réf. 1.187.590).

Lors de prélèvements à partir d'un récipient ouvert, placer le suceur (24) à l'extrémité du tuyau et l'immerger dans le liquide.

Les réservoirs PP de 60, 125 et 250 ml (voir la liste des accessoires) se vissent sur toutes les seringues munies d'une soupape d'aspiration Rotlauf (réf. 187.613).

Fixer l'aiguille (à commander séparément) sur l'embout de la seringue (14). Sur le modèle double 287, le connecteur (réf. 1.287.685) permet des injections au moyen d'une seule aiguille.

## Réglage du volume (sauf 187F)

Desserrer le curseur (4) et tourner la douille (3) afin d'aligner le bord du piston sur la graduation du cylindre. Resserrer le curseur (4) pour éviter tout changement inopiné du volume pendant le travail.

Sur la seringue double 287, le volume est réglable de manière indépendante sur chaque cylindre.

## Purge

Purger le système d'aspiration en actionnant le piston jusqu'au remplissage complet par le liquide. Régler la seringue de petite capacité sur son volume maximal afin d'améliorer l'efficacité de la purge. Diriger la seringue vers le haut pour éliminer efficacement les bulles d'air résiduelles dans le cylindre en verre. Le liquide perdu lors de l'amorçage peut se récupérer dans un récipient propre.

## Fin du travail

Lorsque la distribution est terminée, retirer la source d'alimentation et actionner à plusieurs reprises le piston afin de vidanger complètement le liquide de la seringue. Rincer, démonter, nettoyer et sécher l'instrument selon les indications du chapitre «entretien». **Ne jamais ranger une seringue automatique qui n'a pas été correctement purgée, nettoyée et séchée.**

## Montage connecteur (Modèle Twin 287)

Dévisser les deux curseurs (4) et les deux vis (44) de poignée. Positionner le connecteur sur les deux embouts Luer Lock (14). Visser les deux bagues de sécurité du connecteur. Revisser les curseurs, puis les vis de poignée.

## MAINTENANCE

### Cleaning

The self-refilling syringe and accessories must be carefully cleaned and dried after each use.

Therefore, aspirate an appropriate cleaning solution (water or detergent) and rinse thoroughly. Activate the syringe several times with air to remove residual liquid before disassembling.

### Disassembling

Remove needle, tubing and/or vial holder. Hold handle (41) and unscrew casing (8) in order to access the glass barrel (7). Push rod (1) or handpiece (48) (Twin 287) to free plunger (6). Unscrew aspiration (50) and dispensing valves (14). Dry the valve assembly (seat, ball), syringe body, barrel and plunger before reassembling and storing.

Using on a regular basis the ABF Premium lubricant after cleaning/drying will protect the plunger and extend the syringe lifespan.

### Trouble shooting

A clogged aspiration valve can easily be fixed up by gently detaching the ball from the valve seat. Therefore, introduce a small pin into the intake valve opening and push until the ball moves. If this operation is not possible, immerse the valve in hot water containing an appropriate detergent and operate the plunger. Make sure the parts are rinsed thoroughly and dried completely.

To prevent a mispositioning of aspiration valve ball, do not release spring loaded plunger rod abruptly while aspirating.

During the distribution, a thin film of liquid between the plunger and the barrel guarantees smooth plunger movement and tightness. After long series of injections, some liquid may be found in the back of the plunger and should be removed when vaccination or dosing is completed.

Only use original spare parts to replace any damaged components of the syringe.

### Sterilization

*Warning: optional PVC protection sleeve on glass barrel and vial holder rubber washer are not autoclavable. If used, remove them before autoclaving the instrument. Do not sterilize a syringe that has not been previously primed and cleaned. Slightly untighten the syringe body and valves before sterilization. The self-refilling syringe can be boiled in water at 100°C during 30 minutes. It is also possible to sterilize in an autoclave at 121°C during 20 minutes (1 Bar). Retighten all connections after sterilization and insure the instrument is dried during prolonged period of time. Correct sterilization conditions are the responsibility of the user.*

## MATERIALS

All parts in contact with the liquid are made of carefully selected materials:

- Feed tubing: silicone
- Barrel: sodocalcic AR glass
- Plunger: stainless steel
- Barrel washer: FPM
- Valve washers: PTFE
- Valve springs and balls: stainless steel
- Syringe casing, nozzle valve, intake valve, sinker and aspiration cannula: nickel/chrome plated brass

## WARTUNG

### Reinigung

Die Selbstfüller-Spritze und das Zubehör sollte nach jedem Gebrauch sorgfältig gereinigt werden.

Dazu Spülmittellösung aufsaugen und anschließend gut spülen. Die Spritze vor dem Auseinandernehmen mehrmals mit Luft betätigen, um verbleibende Flüssigkeit zu entfernen.

### Gerät auseinandernehmen

Nadel und Saugschlauch resp. Flaschenhalter entfernen. Am Handgriff (41) festhalten und Hülse (8) abschrauben, um Glaszylinder (7) herauszunehmen. Auf die Kolbenstange (1) resp. Handgriff (48) bei Modell 287 drücken, um den Kolben (6) freizulegen. Ansaugventil (50) und Ansatz (14) abschrauben. Ventile (Sitz, Kugel), Hülse, Kolben und Zylinder trocknen und für die Lagerung der Spritze wieder zusammensetzen.

Regelmässige Anwendung des ABF Gleitmittels nach der Reinigung schützt den Kolben und trägt zur Langlebigkeit der Spritze bei.

### Störungen

Ein verklebtes Ansaugventil kann leicht instand gesetzt werden, indem die Ventilkugel von ihrem Sitz gelöst wird. Dazu führt man ein Stäbchen durch die Ansaugöffnung ein. Wenn nötig Ventil mit Reinigungsmittel oder warmem Wasser durchspülen und alle Teile sorgfältig trocknen.

Um zu verhindern, dass sich die Ansaugventil-Kugel falsch platziert, sollte die Kolbenstange während dem Saugvorgang nicht abrupt losgelassen werden.

Die einwandfreie Kolbenführung und Dichtheit werden durch einen dünnen Flüssigkeitsfilm zwischen Kolben und Zylinder gewährleistet. Nach längeren Impfserien kann etwas Flüssigkeit in den hinteren Teil des Kolbens gelangen. Diese sollte nach Beendigung des Dosierens oder Impfens entleert werden.

Beschädigte Elemente nur durch Original-ersatzteile ersetzen.

### Sterilisation

*Achtung: PVC Schutzhülse (Zubehör) auf dem Glaszylinder und Dichtungsplättchen auf Flaschenhalter sind nicht autoklavierbar. Vor Autoklavierung des Instruments entfernen.*

Sterilisieren Sie nie eine Spritze, ohne sie vorher zu entlüften und zu spülen. Vor der Sterilisation die Spritzenhülse und Ventile leicht lockern. Die Selbstfüller-Spritze kann voll montiert in kochendem Wasser bei 100°C während 30 Minuten sterilisiert werden. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit im Autoklav bei 121°C während 20 Minuten (1 Bar) zu sterilisieren. Überprüfen Sie nach der Sterilisation, ob alle Teile wieder fest zusammengeschaubt wurden und ob die Spritze für die längerer Lagerung getrocknet ist. Eine korrekte Sterilisation steht unter der Verantwortung des jeweiligen Anwenders.

## MATERIALIEN

Alle Teile, die mit Flüssigkeit in Kontakt kommen, bestehen aus sorgfältig ausgewählten, Materialien:

- Saugschlauch: Silikon
- Zylinder: Sodocalcic AR Glas
- Kolben: rostfreier Stahl
- Zylinderdichtung: FPM
- Ventildichtungen: PTFE
- Ventilefedern und -kugeln: rostfreier Stahl
- Spritzenhülse, Ansatz, Ansaugventil, Saugfuss und Ansaugkanüle: vernickeltes/chromüberzogenes Messing

## ENTRETIEN

### Nettoyage

Seringue et accessoires doivent être soigneusement nettoyés et séchés après emploi.

Aspirer une solution nettoyante appropriée (eau, détergent), rincer abondamment puis vidanger le liquide résiduel en actionnant à vide le piston avant de démonter.

### Démontage

Retirer l'aiguille et le tuyau d'aspiration ou porte-flacon. Tenir la poignée (41) et dévisser le corps (8) pour sortir le cylindre en verre (7). Pousser la béquille (1), ou (48) sur le modèle double 287, pour dégager le piston (6). Dévisser les soupapes d'aspiration (50) de distribution (14). Sécher les soupapes (siège, bille), corps, piston et cylindre puis remonter la seringue pour l'entreposage.

L'utilisation régulière du lubrifiant ABF après nettoyage et séchage, protège le piston et augmente la durée de vie de la seringue.

### Anomalies

La bille de la soupape d'aspiration peut parfois rester collée dans son siège et altérer le bon fonctionnement de la seringue. Pour y remédier, il suffit d'introduire une tige dans la soupape d'admission et de pousser doucement la bille. Si ce procédé est inefficace, faire fonctionner l'instrument en plongeant la soupape dans l'eau chaude additionnée d'un détergent. Rincer et sécher minutieusement après.

Ne pas relâcher brusquement la tige piston lors de l'aspiration afin d'éviter un mauvais positionnement de la bille dans la soupape.

Le mouvement doux du piston et son étanchéité sont garantis par un film de liquide entre le piston et le cylindre. Lors de longues séances de vaccination, du liquide peut s'accumuler à l'arrière du piston. Éliminer ce liquide une fois le travail terminé.

N'utiliser que des pièces détachées originales en remplacement de pièces endommagées.

### Sterilisation

*Attention: la manchette de protection en PVC sur le cylindre (accessoire) et la rondelle caoutchouc sur le porte-flacon ne sont pas autoclavables. Si elles sont installées, les retirer avant d'autoclaver.*

Ne pas stériliser une seringue non purgée, ni correctement rincée. Desserrer légèrement le corps de la seringue et les soupapes avant la stérilisation. La seringue automatique est stérilisable à l'état monté en eau bouillante à 100°C, pendant 30 minutes. Il est également possible de stériliser dans un autoclave à 121°C, pendant 20 minutes (1 bar). Après la stérilisation, vérifier que toutes les parties sont bien serrées et que la seringue est séchée lors d'un entreposage prolongé. L'utilisateur est responsable des bonnes conditions de stérilisation.

## MATÉRIAUX

Les parties en contact avec le liquide sont sélectionnées avec soin:

- Tuyau d'aspiration: silicone
- Cylindre: verre AR sodocalcique
- Piston: acier inox
- Joint de cylindre: FPM
- Rondelles de soupape: PTFE
- Billes et ressorts de soupape: acier inox
- Corps de seringue, embout, soudape d'aspiration, suceur et canule d'aspiration: laiton nickelé/chromé

## PERFORMANCE AND ORDERING INFORMATION

### Package contents

Standard supply includes Luer Lock nozzle, set of spares for valves (springs, valve balls and washers), operating instructions and according to the model:

- 187.1, 187.1.F and 287.1: vial holder set (vial holder, locking ring, bottle lock, tube connector, feed needle, rubber washer).
- 167.2, 187.2, 187.2.F and 287.2: feed tube set (silicone tubing, sinker, aspiration and vent cannulas). Twin 287 includes two each of the above accessories.
- 187.3: both vial holder and feed tube sets.
- 187: 2 mL and 5 mL, additional spring for viscous liquids.

Optional threaded Rotlauf and Record Unifix nozzles available on request.

Work station to be ordered separately.

## TECHNISCHE DATEN UND BESTELLINFORMATIONEN

### Packungsinhalt

Die Selbstfüller-Spritze wird mit Luer Lock-Ansatz, Ersatzteil-Set für Ventil (Federn, Ventilkugeln, Dichtungen) und einer Betriebsanleitung geliefert, und je nach Modell:

- 187.1, 187.1.F und 287.1: Flaschenhalter-Set (Flaschenhalter-Körper, Ring, Schieber, Flaschennadel, Verbindungsschlauch, Ansaugventil, Dichtungsplättchen).
- 167.2, 187.2, 187.2.F und 287.2: Saugschlauch-Set (Silikonschlauch, Saugfuß, Ansaug- und Lüftungskanüle). Zubehör für die Zwilling-Spritzen Modelle wird jeweils doppelt geliefert.
- 187.3: Flaschenhalter- und Saugschlauch Set.
- 187: 2 ml und 5 ml, Feder für klebrige Flüssigkeit.

Auf Anfrage sind auch Rotlauf oder Record Unifix Ansätze lieferbar.

Praktischer Ständer ist separat erhältlich.

## DONNÉES TECHNIQUES ET CATALOGUE


### Contenu de l'emballage

Seringue automatique livrée avec embout Luer Lock, sachet de pièces de rechange (ressorts, billes de soupape, joints), mode d'emploi et, selon le modèle:

- 187.1, 187.1.F et 287.1: kit porte-flacon (coques, bague de fixation, étrier, aiguille, tuyau de raccord, rondelle caoutchouc).
- 167.2, 187.2, 187.2.F et 287.2: kit tuyau d'aspiration (tuyau silicone, suceur, canules d'aspiration et d'aération). Modèle double 287 fourni avec deux jeux d'accessoires.
- 187.3: kits porte-flacon et tuyau.
- 187: 2 ml et 5 ml, ressort supplémentaire pour liquides visqueux.

Embout Rotlauf et Record Unifix disponibles sur demande.

Support de table à commander séparément.



Volume range (mL)	Division (mL)	Precision (CV%)	
		min. vol.	max. vol.
0.025 – 0.3	0.025	< 1.8% <sup>1)</sup>	< 0.5%
0.1 – 0.5	0.1	< 1.2%	< 0.4%
0.1 – 1	0.05	< 0.7%	< 0.4%
0.3 – 2	0.1	< 0.6%	< 0.4%
0.5 – 5	0.5	< 0.5%	< 0.2%
1 – 10	1	< 0.5%	< 0.2%

<sup>1)</sup> at 0,075 mL

167.2 model with feed tube Cat. No.	187.1 model with vial holder Cat. No.	187.2 model with feed tube Cat. No.	187.3 model with vial holder and feed tube Cat. No.	287.1 Twin model with vial holder Cat. No.	287.2 Twin model with feed tube Cat. No.
167.2.05003	187.1.05003	187.2.05003		287.1.05003	287.2.05003
167.2.05005	187.1.050053	187.2.05005	187.3.05005	287.1.05005	287.2.05005
167.2.0501	187.1.0501	187.2.0501	187.3.0501	287.1.0501	287.2.0501
167.2.0502	187.1.0502	187.2.0502	187.3.0502	287.1.0502	287.2.0502
167.2.0505	187.1.0505	187.2.0505	187.3.0505	287.1.0505	287.2.0505
	187.1.0510	187.2.0510	187.3.0510		

Volume* (mL)	Innaccuracy (E%)	Imprecision (CV%)	187.1.F model with vial holder Cat. No.	187.2.F model with feed tube Cat. No.
0.2	< +/- 2.5%	< 0.5%	187.1.F05002	187.2.F05002
0.3	< +/- 2.0%	< 0.4%	187.1.F05003	187.2.F05003
0.5	< +/- 1.5%	< 0.3%	187.1.F05005	187.2.F05005
1	< +/- 1.5%	< 0.3%	187.1.F0501	187.2.F0501

\* Other volumes available upon request.

### Viscosity data

Variable Model mL	Maximal cinematic viscosity* (cst)	Example of liquids
0.3	1800	SAE 50 oil
0.5	2500	Fluid honey
1	1200	Silicon oil

### Viskositätsdaten

Variable Model mL	Maximal cinematic viscosity* (cst)	Example of liquids
2	400 (up to 600) <sup>1)</sup>	Glycerol
5	150 (up to 200) <sup>1)</sup>	SAE 20 oil
10	20	Cream

### Limites de viscosité

Test conditions to determine max. viscosity
Syringe with horizontal feed tubing Syringe set at maximal volume Aspiration time < 3 sec.

Fixed Model mL	Maximal cinematic viscosity* (cst)	Example of liquids
0.2	2500	Fluid honey
0.3	2500	Fluid honey
0.5	2500	Fluid honey
1	1200	Silicon oil

Test conditions to determine max. viscosity
Syringe with horizontal feed tubing Aspiration time < 3 sec.

\* Cinematic viscosity in centistokes (cst). Dynamic viscosity in centipoises (cps) obtained by multiplying cinematic viscosity by liquid density (kg/dm<sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> When using viscous liquid spring (see accessories)

## ACCESSORIES

Cat. No.	Description	Packaging
<b>PVC barrel protection sleeve</b>		
1.170.4005	0.2 / 0.3 / 0.5 mL	6 / pk
1.170.401	1 mL	6 / pk
1.170.402	2 mL	6 / pk
1.170.405	5 mL	6 / pk
1.170.410	10 mL	6 / pk
<b>PP reservoir with Rotlauf thread</b>		
1.187.060	60 mL	1 pc
1.187.150	125 mL	1 pc
1.187.250	250 mL	1 pc
<b>Drenchers – mouth &amp; nose cannula</b>		
376.0925S	Straight, 25 mm	3 / pk
376.1251S	Straight, 51 mm	3 / pk
376.16102S	Straight, 102 mm	2 / pk
376.30203S	Straight, 203 mm	2 / pk
376.0925B	Bent, 25 mm	3 / pk
376.1251B	Bent, 51 mm	3 / pk
376.16102B	Bent, 102 mm	2 / pk
376.30203B	Bent, 203 mm	2 / pk
<b>Optional one needle manifold</b>		
1.287.685	For 287 Twin syringe	1 pc
<b>Hard extension tubing</b>		
1.187.20	20 cm	1 pc
1.187.35	35 cm	1 pc

### Fish injections

FishGuide™ is a convenient accessory providing for correct needle positioning while injecting fishes. Fitting Socorex® syringes 167/187 models, it is most helpful in all fish farms. The accessory is supplied in three sizes: 15 mm, 25 mm and 45 mm and do not require any tool to be installed and removed. It can be positioned over 360° on the syringe. The two large copper grips facilitate fish positioning and their angle can be enlarged according to fish size.

**Notes:** Improper FishGuide™ positioning or overtightening screw may damage nozzle and impair needle fitting. Reduce risk of injuries by removing FishGuide™ when changing needle.

#### Assembling (Fig. 1, 2 and 3)

1. Attach needle (Fig. 1).
2. Insert FishGuide™ until abutment, adjust position, softly tighten thumb screw (Fig. 2).
3. Adjust angle as necessary (Fig. 3).




Fig. 1

### Fisch Impfungen

Der FishGuide™ ist ein praktisches Zubehör, welches die korrekte Positionierung der Nadel beim Impfen von Fischen unterstützt. Der Guide passt auf alle Socorex® Spritzen-Modelle 167 und 187 und dient als praktische Hilfe bei Injektionen welche auf Fischzuchtbetrieben durchgeführt werden. Dieses Zubehör ist mit 15 mm, 25 mm und 45 mm in drei Grössen verfügbar und erfordert für die Montage und Demontage keine Werkzeuge. Ebenfalls kann der Guide durch die 360°-Position in beliebigem Winkel zur Spritze montiert werden. Die beiden Kupferflügel erleichtern die Positionierung für die Injektion und können gemäss der Grösse des Fisches angepasst werden.

**Noten:** Unsachgemässes Einsetzen des FishGuide™ oder übermässiges Anziehen der Schraube kann den Luer-Lock-Ansatz beschädigen und die Nadelbefestigung beeinträchtigen. Verringern Sie das Verletzungsrisiko, indem Sie den FishGuide™ beim Nadelwechsel entfernen.

#### Montageanleitung (Abb. 1, 2 und 3)

1. Nadel befestigen (Abb. 1).
2. FishGuide™ bis zur Schnapp-Kupplung einfügen, Position einstellen, Rändelschraube leicht anziehen (Abb. 2).
3. Winkel nach Bedarf anpassen (Abb. 3).




Fig. 2

## ACCESSOIRES

Cat. No. Variable	Cat. No. Fixed	Description	Packaging
<b>Spare glass barrels</b>			
	0187.002F*	0.2 mL	6 / pk
0187.003*	0187.003F*	0.3 mL	6 / pk
0187.005*	0187.005F*	0.5 mL	6 / pk
0187.01	0187.01F	1 mL	6 / pk
0187.02		2 mL	6 / pk
0187.05		5 mL	6 / pk
0187.10		10 mL	6 / pk
<b>Nylon brush for barrel cleaning</b>			
1.170.301		up to 1 mL	6 / pk
1.170.305		1, 2, 5 mL	6 / pk
1.170.320		5, 10 mL	6 / pk
1.170.300		set of 2 each	6 / pk
<b>Premium lubricant ABF</b>			
1.170.705		70 mL	1 pc
1.170.906		70 mL (pack of 6)	6 / pk
1.170.912		70 mL (pack of 12)	12 / pk
1.170.755		500 mL	1 pc
1.170.956		500 mL (pack of 6)	6 / pk
1.170.962		500 mL (pack of 12)	12 / pk
<b>FishGuide™</b>			
1.187.015		Fish Guide 15 mm	1 / pk
1.187.025		Fish Guide 25 mm	1 / pk
1.187.045		Fish Guide 45 mm	1 / pk

\*Add "P" for barrel including plunger

### Injections de poissons

FishGuide™ est un accessoire pratique permettant le positionnement correct de l'aiguille lors de la vaccination de poissons. Compatible avec les seringues Socorex® 167/187 il est très utile dans les fermes d'élevage de poissons. Cet accessoire est fourni en trois tailles: 15 mm, 25 mm et 45 mm et ne nécessite aucune outil pour être installé ou enlevé. Il peut être positionné à 360° sur la seringue. Les deux grandes ailettes en cuivre facilitent le positionnement des poissons et leur écartement peut être ajusté en fonction de la taille des poissons.

**Notes:** Une mauvaise position du FishGuide™ ou un serrage excessif de l'écrou peuvent endommager l'embout et nuire à la bonne tenue de l'aiguille. Toujours enlever le FishGuide™ avant de changer l'aiguille pour éviter de se blesser.

#### Montage (Fig. 1, 2 et 3)

1. Fixer l'aiguille (Fig. 1).
2. Insérer le FishGuide™ jusqu'à la butée, régler la position, serrer gentiment l'écrou (Fig. 2).
3. Régler l'écartement (Fig. 3).




Fig. 3

## WARRANTY

The self-refilling syringe is guaranteed for a period of one year against any manufacturing or material defect. Cases due to non-respect of manufacturer's instructions are excluded from the warranty. Glass barrel breakage or damages to the plunger due to improper handling or cleaning are not covered by the warranty.

Should regular maintenance not eliminate a detected defect, return instrument to the dealer from whom it was purchased, after having obtained a return authorisation.

**Rinse, dry and decontaminate instrument prior to its return.**

## GARANTIE

Die Selbstfüller-Spritze verfügt über ein Jahr Garantie im Falle von Fabrikations- und Materialfehler. Bei Missachtung der Angaben in der Betriebsanleitung und Sicherheitsvorschriften werden sämtliche Garantieansprüche ausgeschlossen. Brüche am Glaszylinder sowie Schäden am Kolben infolge unsachgemässer Anwendung oder Reinigung sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen. Bei Störungen, die nach den genannten Hinweisen nicht zu beseitigen sind, retournieren Sie das Instrument an Ihren lokalen Fachhändler, unter Erhalt einer vorherigen Rückgabeberechtigung. **Das Instrument ist vor der Rücksendung zu spülen, trocknen und dekontaminieren.**

## GARANTIE

La seringue automatique est garantie un an contre tout défaut de matière ou de fabrication.

Le non-respect des instructions et des consignes de sécurité du fabricant, de même que le bris de verre et les dégâts au piston dus à une utilisation non conforme ou à un entretien négligé ne sont pas couverts par cette garantie.

Si l'instrument présente une panne qui n'a pas pu être éliminée par l'entretien courant, le retourner pour réparation après obtention de l'accord du revendeur.

**Rincer, sécher et décontaminer l'instrument avant de le retourner.**

## SPARE PARTS








1. Piston rod
2. Spring
3. Socket
4. Nut
5. Cap
6. Piston
7. Barrel
8. Casing
12. Spring
13. Washer
14. Nozzle valve
15. Barrel washer
17. Valve ball
23. Tubing
24. Sinker
25. Vent cannula
26. Feed needle
41. Handle
44. Screw
46. PTFE sleeve
48. Hand piece (287)
50. Intake valve
51. Connecting tube
52. Intake needle
53. Vial holder body (2 pieces)
54. Ring, vial holder
55. Lock, vial holder
56. Rubber washer

## ERSATZTEILE

1. Kolbenstange
2. Feder
3. Führungshülse
4. Läufer
5. Schraubkappe
6. Kolben
7. Zylinder
8. Hülse
12. Feder
13. Dichtung
14. Ansatz
15. Zylinderdichtung
17. Ventilkugel
23. Schlauch
24. Saugfuss
25. Lüftungskanüle
26. Ansaugkanüle
41. Handgriff
44. Schraube
46. PTFE Ring
48. Handgriff (287)
50. Ansaugventil
51. Verbindungsschlauch
52. Flaschen-Nadel
53. Flaschenhalter-Körper (2-teilig)
54. Ring, Flaschenhalter
55. Schieber, Flaschenhalter
56. Dichtungsplättchen

## PIÈCES DE RECHANGE

1. Béquille
2. Ressort
3. Douille
4. Curseur
5. Capuchon
6. Piston
7. Cylindre
8. Corps
12. Ressort
13. Rondelle
14. Embout
15. Joint de cylindre
17. Bille de soupape
23. Tuyau
24. Suceur
25. Canule d'aération
26. Canule d'aspiration
41. Poignée
44. Vis
46. Manchette PTFE
48. Poignée (287)
50. Soupape d'admission
51. Tuyau raccord
52. Aiguille porte-flacon
53. Corps de porte-flacon (2 pièces)
54. Bague, porte-flacon
55. Etrier, porte-flacon
56. Rondelle caoutchouc



Access to our video library  
Siehe unsere Videothek  
Accédez à notre vidéothèque