

Notre référence :

No. tél.: +41 (0)21 651 6000

E-mail : socorex@socorex.com

No client :

Adresse de facturation :

Adresse de livraison :

DECONTAMINATION

☐ Nous confirmons que les pipettes ont été nettoyées et décontaminées. Elles sont exemptes d'agents potentiellement dangereux ou toxiques. Socorex peut exécuter la prestation sans risque.

Signature / Date :

REFERENCE	DESCRIPTION DES PRESTATIONS
	- Pièces de rechange facturées séparément
Check-up ISO8655	- Vérification selon tolérances fabricant - 5 ou 10 mesures sur volumes minimum, intermédiaire et maximum - Sans étalonnage
Basic ISO8655	- Nettoyage, réparation, étalonnage - 4 mesures sur volumes minimum et maximum - Calibration selon tolérances fabricant. Certificat de contrôle détaillé
Premium ISO8655	- Nettoyage, réparation, étalonnage - 10 mesures sur volumes minimum, intermédiaire et maximum - Calibration selon tolérances fabricant. Certificat de contrôle détaillé
Premium SCS ISO17025	- Nettoyage, réparation, étalonnage - 10 mesures sur volumes minimum, intermédiaire et maximum - Certificat de contrôle détaillé SCS
Ultra ISO8655	- Vérification selon tolérances fabricant - Avant entretien : 10 mesures sur volumes minimum, intermédiaire et maximum - Nettoyage, réparation, étalonnage. - Après entretien : 10 mesures sur volumes minimum, intermédiaire et maximum - Certificat de contrôle détaillé
Ultra SCS ISO17025	- Vérification selon tolérances fabricant - Avant entretien : 10 mesures sur volumes minimum, intermédiaire et maximum - Nettoyage, réparation, étalonnage. Certificat de contrôle détaillé SCS - Après entretien : 10 mesures sur volumes minimum, intermédiaire et maximum - Certificat de contrôle détaillé SCS

→ A compléter ou joindre votre liste Excel / Bulletin de livraison :

Marque et No. INSTRUMENT No. SERIE	EXIGENCE CLIENT	COMMENTAIRES

RECEPTION SOCOREX	Date :	Visa :
--------------------------	--------	--------