

Depósitos de reactivos



Depósitos en forma de V, 75 ml

Polipropileno reutilizable y autoclavable. Las graduaciones en relieve garantizan una legibilidad duradera. Las esquinas redondeadas permiten un vertido adecuado del reactivo. La forma del fondo base garantiza la estabilidad del banco. Proporciona una máxima flexibilidad para el trabajo rutinario con pipetas simples y multicanal.



Depósitos en forma de V, con tapa, 125 ml

Polipropileno reutilizable y autoclavable. Cierre con bisagras de la tapa. El formato de Microplaca garantiza una excelente estabilidad. Apilable para un almacenaje con ahorro de espacio. El fondo forma de V permite la aspiración hasta las últimas gotas de reagentes. Adaptado para pipeteado simple y multicanal.



Información de pedido - Depósitos en forma de V

Descripción	Dimensiones	Volumen	Color	Estilo	Tapa	Material	Estéril	Embalaje	Código
Depósito	58 x 132 x 25 mm	75 ml	Natural	forma de V	No	PP	No	20 / caja	330.01
Depósito	83 x 121 x 34 mm	125 ml	Natural	forma de V	Sí, con bisagras	PP	No	20 / caja	330.01L

Muestras gratuitas a petición



Depósitos multicanal, no estériles, 48 ml

Depósitos de poliestireno de 8 y 12 canales. Cada canal con fondo redondeado. Capacidad total 48 ml. Buena estabilidad del banco. El formato de microplaca permite el uso con dispositivos de pipeteado robótico automatizados y pipetas multicanal.



Depósitos multicanal, esterilizados, 48 ml

Depósitos embalados individualmente de 8 y 12 canales de poliestireno para ser utilizados en un entorno limpio. Esterilizados por radiación de rayos X. Cada canal con fondo redondeado. Capacidad total 48 ml. Buena estabilidad del banco. El número de lote facilita la trazabilidad.



Información de pedido - Depósitos multicanal

Descripción	Dimensiones	Volumen	Color	Estilo	Tapa	Material	Esterilizado	Embalaje	Código
Depósito	83 x 126 x 13 mm	8x 6 ml	Blanco	8 canales	No	PS	no	30 / caja	330.08
Depósito	83 x 126 x 13 mm	8x 6 ml	Blanco	8 canales	No	PS	no	100 / caja	330.08XL
Depósito	83 x 126 x 13 mm	8x 6 ml	Blanco	8 canales	No	PS	sí	10x 1 / caja	330.08.9
Depósito	83 x 126 x 13 mm	12x 4 ml	Blanco	12 canales	No	PS	no	30 / caja	330.12
Depósito	83 x 126 x 13 mm	12x 4 ml	Blanco	12 canales	No	PS	no	100 / caja	330.12XL
Depósito	83 x 126 x 13 mm	12x 4 ml	Blanco	12 canales	No	PS	sí	10x 1 / caja	330.12.9

Muestras gratuitas a petición

