

## Seringues tout verre

### Les seringues Dosys™ tout verre

**Seringues réutilisables en verre borosilicate offrant une excellente résistance aux agents chimiques et aux chocs thermiques. Alternative efficace et économique aux seringues jetables dans de nombreuses applications. Adaptées à la manipulation de diverses huiles, dérivés pétroliers, colle, colorant, parfums, huile essentielles et produits chimiques organiques (excepté HF).**

- Piston et cylindre rodés avec précision
- Pièces interchangeables
- Parfaite étanchéité aux liquides (pas utilisable avec des gaz)
- Graduation permanente bien visible
- Démontage et nettoyage instantanés
- Autoclavable à 121°C / 250°F



**155**


1 à 250 ml

Voir canules et aiguilles page [48](#)



#### Types d'embouts

Deux versions disponibles: embout Luer en verre ou Luer Lock en métal.



#### Pièces interchangeables

Cylindre et piston sont rodés avec précision et totalement interchangeables.



#### Emballage pratique

Excellente protection dans un emballage blister rigide et transparent.

#### Analyse des gaz dissous

Les seringues de grand volume sont parfaitement adaptées à l'analyse des gaz dissous (DGA) dans l'huile des transformateurs électriques.

### Commande

Volume	Division	Emballage	Embout verre Luer No. cat.	Embout metal Luer Lock No. cat.
0.1 - 1 ml	0.05 ml	3 / pk	155.0301	155.0501
0.5 - 2 ml	0.1 ml	3 / pk		155.0502
0.2 - 5 ml	0.2 ml	3 / pk	155.0305	155.0505
1 - 10 ml	0.2 ml	3 / pk	155.0310	155.0510
1 - 20 ml	1 ml	2 / pk	155.0320	155.0520
1 - 30 ml	2 ml	2 / pk	155.0330	155.0530
1 - 50 ml	2 ml	1 / pk		155.0550
10 - 100 ml	10 ml	1 / pk	155.03100	155.05100
10 - 150 ml	10 ml	1 / pk		155.05150
10 - 200 ml	10 ml	1 / pk		155.05200
10 - 250 ml	10 ml	1 / pk		155.05250